

Resposta ao Edital nº 5/2021 - Chamamento Público nº 3/2021, do Ministério da Economia

Elizabeth Jaskow Mac Nicol <elizabeth.macnicol@b3.com.br>

Qua, 31/03/2021 18:56

Para: DOAÇÕES <doacoes@economia.gov.br>

Cc: Nara Cristina Takeda Taga <nara.taga@b3.com.br>; Filipe Rodrigues Alves Teixeira de Deus <filipe.teixeira@b3.com.br>; Lara Brainer Magalhães Torres de Oliveira <lara.brainer@economia.gov.br>; Daniel Sonder <daniel.sonder@b3.com.br>

 4 anexos (1 MB)

CNPJ B3 Social.pdf; Concentrador Yuwell 8F-5AW.pdf; Chamamento 03.2021_Anexo II_B3 Social (assin DSonder 31Mar2021).pdf; PropostaDoacaoB3Social (assin DSonder 31Mar2021).pdf;

Prezadas e Prezados,

B3 Social (CNPJ nº 09.151.364/0001-47) vem, em atendimento ao **Edital nº 5/2021 - Chamamento Público nº 3/2021, do Ministério da Economia**, manifestar sua vontade em realizar doação, sem ônus ou encargos, de equipamentos concentradores de oxigênio medicinal para atender demanda do Ministério da Saúde.

Para tanto, como solicitado pelo referido chamamento, anexos os seguintes documentos:

- (i) Anexo II ao Chamamento 03/2021, devidamente preenchido e assinado;
- (ii) Cópia de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica;
- (iii) Proposta de doação;
- (iv) Comprovante de atendimento aos critérios (Concentrador Yuwell 8F-5AW).

Qualquer dúvidas ou informações adicionais estamos inteiramente à disposição,

Atenciosamente,

Elizabeth



Elizabeth MacNicol

B3 Social

elizabeth.macnicol@b3.com.br

+55 11 99313-1198

Rua XV de Novembro, 275, São Paulo (SP)

01013-001

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada e é destinada exclusivamente ao indivíduo ou à entidade para a qual é endereçada. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo a Companhia e as demais instituições integrantes de seu grupo econômico de qualquer responsabilidade por sua utilização indevida. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não deverá utilizar, armazenar, copiar, alterar e/ou divulgar a mensagem ou qualquer informação nela contida, ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, apagando a mensagem em seguida. Agradecemos sua cooperação.

This message may contain confidential and/or privileged information and is intended to be received solely by the person or entity it is addressed to. The sender uses its e-mail box as a working tool, being the Company and the other entities that are part of its corporate group not liable for any misuse. If you

are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, retain, copy, disclose, change and/or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please inform the sender immediately and delete this message. Thank you for your cooperation.

INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada e é destinada exclusivamente ao indivíduo ou à entidade para a qual é endereçada. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo a Companhia e as demais instituições integrantes de seu grupo econômico de qualquer responsabilidade por sua utilização indevida. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não deverá utilizar, armazenar, copiar, alterar e/ou divulgar a mensagem ou qualquer informação nela contida, ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, apagando a mensagem em seguida. Agradecemos sua cooperação.

This message may contain confidential and/or privileged information and is intended to be received solely by the person or entity it is addressed to. The sender uses its e-mail box as a working tool, being the Company and the other entities that are part of its corporate group not liable for any misuse. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, retain, copy, disclose, change and/or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please inform the sender immediately and delete this message. Thank you for your cooperation.

INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION

CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2021

Anexo II - Ficha de Inscrição

1. Dados da pessoa física ou jurídica:

Nome ou razão social: **B3 SOCIAL**

CPF ou CNPJ: **09.151.364/0001-47**

Endereço: **Rua XV de Novembro, 275, Mezanino**

Município: **São Paulo** UF: **SP** CEP: **01013-001**

E-mail e/ou telefone: **(11) 99313-1198 elizabeth.macnicol@b3.com.br**

2. Descrição do bem: Pelo presente, venho demonstrar interesse no oferecimento da doação dos bem(ns) e/ou serviço(s), conforme especificado na proposta anexa.

3. Donatário: Ministério da Saúde

4. Valor de mercado é de R\$3.186.926,82 (três milhões, cento e oitenta e seis mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos).

E, por ser expressão da verdade, declaro que li o Edital de **Chamamento Público nº 03/2021** e concordo com todos os seus termos, bem como estou plenamente ciente de que a proposta não ensejará quaisquer ônus ou contrapartidas, diretas ou indiretas, por parte da Administração Pública.

São Paulo, 31 de março de 2021

B3 Social

Daniel Sonder

CPF: 283.092.178-03

CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2021
PROPOSTA DE DOAÇÃO B3 SOCIAL

Descrição	Tipo	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Concentrador de oxigênio Yuwell 5lpm	Lote 9	433	R\$ 7.360,11	R\$3.186.926,82

São Paulo, 31 de março de 2021

B3 Social

Daniel Sonder

CPF: 283.092.178-03



Concentrador de Oxigênio com Nebulização • Gaslive

5L 8F-5AW



Apresentação do Equipamento




Figura 4: painel de controle




Figura 2: Visão completa (frente)




Figura 3: Visão completa (traseira)



Concentrador de Oxigênio Gaslive • 5L


Apresentação do Equipamento



Apresentação do Equipamento

NEBULIZAÇÃO

1. Encha o copo do nebulizador
2. Abra a tampa do nebulizador
3. Conecte a mangueira de ar
4. Ligue o concentrador



Concentrador de Oxigênio Gaslive • 5L

Especificação do Produto



Capacidade:	5LPM
Consumo de Energia:	267W
Intensidade do Som:	48dB
Pureza de O2:	87 - 95%
Alarmes:	Baixo Nível O2 / Baixa ou Alta Pressão Falha no Ciclo / Falha do Compressor/ Obstrução
Fluxômetro:	Analógico
Peso:	15,5kg
Pressão Máx. de Serviço:	70kPa
Timer:	com controle remoto (0-2 horas)
Nebulização:	com AR
Garantia:	2 anos



Resultado dos Testes de Homologação

Média das leituras realizadas somente na função oxigênio (sem uso de nebulização):

Fluxo ajustado	Concentração de O ₂	Pressão de Saída	Fluxo (medido)
2L/min	96,6%	7.4 PSI	1,9 L/min
5L/min	94,6%	7.4 PSI	5,8 L/min



Resultado dos Testes de Homologação

Medição realizada no conector de saída de O2 usado simultaneamente com nebulização

Fluxo ajustado	Concentração de O2 Medido	Pressão Medida	Fluxo Medido
2L/min	93,6%	7.4 PSI	1,9 L/min
5L/min	92,5%	7.4 PSI	5,6 L/min


Medição realizada no conector de saída da nebulização:

20,6%	20,9 PSI	23,6 L/min
-------	----------	------------




Resultado dos Testes de Homologação

Comportamento da medição da concentração de O₂ na saída de Oxigênio regulando o fluxo em 2 e 5 LPM.



Resultado dos Testes de Homologação

Comportamento da medição da pressão de O₂ na saída de Oxigênio



Alarmes e Luzes Indicadoras

ALARMES

- Falha no Ciclo de Pressão
- Falha do Compressor
- Baixa ou Alta Concentração de O₂
- Oclusão

Símbolo	Status	Luzes indicadoras
I/O	SISTEMA EM ORDEM (concentração de O ₂ maior que 82%)	Verde
⚠	Concentração de O ₂ é maior que 50% e menor que 82%	Verde Amarela
🔔	FALHA DO SISTEMA (concentração de O ₂ é menor que 50%; ou, alarme de falha de pressão de ciclo alto/baixo; ou, alarme de falha do circuito do compressor)	Vermelha

O sensor de oxigênio começa a funcionar normalmente depois de 2,5 minutos e irá controlar as luzes indicadoras



Principais Vantagens

VANTAGENS

- Nebulização integrada com ar
- Design (alto valor estético)
- Timer e controle remoto
- Disjuntor de proteção (voltagem)
- Garantia de 2 anos (Gaslive)





Gaslive



gaslive.com.br

yuwell

