

	MINISTÉRIO DA DEFESA SECRETARIA-GERAL SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	PAM nº 2/2018/SECME HFA
--	--	--

PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PAM/S)

Do: *Seção de Enfermagem do Centro de Material de Esterilização*

Ao: Ordenador de Despesas

Via: Diretoria Técnica de Saúde

Assunto: Aquisição de testes e solução específica para CME.

Anexo: Plano de trabalho

ITEM	CÓD CAT MAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE SOLICITADA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL (Descrição Resumida - Tamanho - Matéria Prima)	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / OBSERVAÇÕES	M PREF Dec nº 7.767/12
01	BR0151041	UND	2.000	Esponja de limpeza não abrasiva.	Esponja de limpeza não abrasiva que promova a limpeza completa e que não risque superfícies de instrumental cirúrgico delicado.	Não se aplica.
02	BR0383915	UND	196	Teste para monitoramento de presença de sangue em superfícies (Hemocheck-S).	Teste pronto uso simples e prático, reação enzimática para rápida alteração de cor e baixo limite de detecção, alteração de cor para azul esverdeado indicando resíduo de sangue até 0,1 yg dentro de 30 segundos, detecta resíduos de sangue em instrumentais e superfícies.	Não se aplica.
03	BR0444524	CX	60	Teste para detecção de resíduo de proteína em instrumentais, superfícies, lúmens e endoscópios.	O sangue contém uma grande quantidade de proteínas que podem ser detectadas em um nível reduzido. Detectar resíduo de proteínas em até 10 minutos (1 a 10 minutos). Teste pré preparado fácil de usar. A mudança de coloração para azul indica resíduo de proteína. Método detecta resíduos de Iug de proteína sem necessidade de incubar. Sem interferência com Glutearaldeído ou Ácido Peracético. Apresentação em caixa com 6 testes e 6 swabs.	Não se aplica.
04	BR0406809	UND	120	Teste para desempenho do fenômeno cavitação/nível de energia ultrassônica das lavadoras ultrassônicas.	É um teste pronto uso com resultado imediato, a mudança de verde para amarelo indica que em um determinado ciclo, a frequência empregada atingiu níveis capazes de realizar a limpeza em conformidade com a norma ISO 15883. A limpeza ultrassônica é fundamental para auxiliar o reprocessamento de instrumentais e materiais cirúrgicos. Para tanto, essas lavadoras são equipamentos decisivos em todas as etapas de esterilização, pois "gerenciam" a fase de limpeza que tem prioridade em todo processo. (RDC-15).	Não se aplica.
05	BR0444549	UND	24	Desincrustante para limpeza de autoclaves e termodesinfetadoras.	Removedor de oxidação em espuma para autoclaves. Remove ferrugem, manchas e placas de depósitos alcalinos e minerais. Fácil aplicação e com maior contato e permanência com a superfície. Não deixa resíduos. Prolonga a vida útil das autoclaves e equipamentos em aço inox.	Não se aplica.
06	BR0437091	FRC 500 ml	36	Éter alcoolizado para remoção de resíduos gordurosos de pele e também remoção de fitas adesivas. Composição química: Éter Alcoolizado / Licor de Hoffman). É um produto indicado para desengordurar a pele e como veículo em formulações para acne, alopecia e antimicóticos tópicos, bem como para	Solução de Éter Etílico 35%. Desengordura a pele. Utilizado como veículo em formulações para acne, alopecia, antimicóticos tópicos e para remoção de resíduos deixados por fitas adesivas.	Não se aplica.

				remoção de fitas adesivas. Validade de 24 meses		
07	BR0277319	FRC 100 ml	120	Água Oxigenada 10 Volumes.	Peroxido de Hidrogênio a 3%. Antisséptico com data de validade para 36 meses.	Não se aplica.
08	BR0345372	ROL	276	Etiquetas para identificação e rastreabilidade com indicador classe I – para uso com impressora tipo zebra com ribbon de resina nas dimensões 95 X 50 mm em rolos com 550 etiquetas.	Etiquetas com dupla camada adesiva que suportam a esterilização por vapor a 134°C, nas dimensões de 95 X 50 mm, em rolos com 550 etiquetas para uso na impressora tipo Zebra com ribbon de resina, já impresso indicador químico Tipo e1 da norma ISO 11.140-1. Cada etiqueta contém um grande espaço em branco para que o usuário preencha com dados que preferir como por exemplo: Nome do Hospital, Data da esterilização, Validade, Autoclave, N° ciclo, Lote, Caixa cirúrgica, Paciente, Responsável, Total de peças, Nome do Médico e Observações. Cada rolo deve conter informação de lote, data de validade e fabricação para permitir a rastreabilidade. Impressora tipo zebra para impressão das etiquetas em COMODATO.	Não se aplica.

Para atender as necessidades descritas acima, informo a seguinte previsão orçamentária referente ao exercício de 2018:

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS
GESIEL DE OLIVEIRA VICENTE - Ten Cel QCO Chefe da Seção de Orçamento e Finanças	

A motivação/fundamentação para aquisição do material ou contratação do serviço especificado neste PAM/S constará do Plano de Trabalho em anexo.

CHEFE DA DIVISÃO	REQUISITANTE		
De acordo:	Solicito:		
ROSANA LEITE TROJAN – TEN. CEL. Chefe da Divisão de Enfermagem	FERNANDA APARECIDA DE A. SOARES SILVA Chefe da Seção de Enfermagem do Centro de Material de Esterilização		
DIRETORIA ENQUADRANTE			
Ratifico:			
Brigadeiro Médico - MARCOS VIEIRA MAIA Diretor Técnico de Saúde			
AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA			
Autorizo abertura do processo:			
PE SRP	PE TRADICIONAL	ADESÃO	PARTICIPAÇÃO
Brasília – DF			
JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA – Cel R1 Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas			



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Aparecida de Almeida Soares, Subchefe, substituto(a)**, em 22/05/2018, às 08:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Rosana Leite Trojan, Chefe**, em 23/05/2018, às 12:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Vieira Maia, Diretor(a)**, em 25/05/2018, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Ricardo Aureo Ferreira, Ordenador(a) de Despesas**, em 25/05/2018, às 11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Sanderson Malta de Souza, Chefe**, em 25/05/2018, às 11:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **0891315** e o código CRC **C7F42B47**.
